



Raccordo ad arco per testiere neurochirurgiche

300700



Raccordo ad arco per testiere neurochirurgiche

- codice precedente: 300700
- Posizione semiseduta
- interfaccia per 3001-00
- morsetti non inclusi
- Necessita di morsetti da 16mmØ

COMPATIBILE CON

SURGINOX - EASYMAX - HIMAX - CMAXT - CMAXS - 4085 - 5085 SRT - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

