



## Modulo base pr raccordo testiere neurochirurgiche radiotrasparenti

1101.021



Modulo base pr raccordo testiere neurochirurgiche radiotrasparenti su tavoli operatori standard

- Radiotrasparente
- Installabile su barre normalizzate (25x10 mm)
- Da utilizzare con (1101031)
- Da utilizzare con (1101026)
- Da utilizzare con (3033-00 or 3033-10) per raccordare i supporti testa (3034-00, 3035-00 or 3036-00)
- prodotto non a stock, maordinabile a richiesta

---

### COMPATIBILE CON

HIMAX - CMAXT - CMAXS - CMAX XRAY - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

---

