



## Cuscino blocca paziente per posizione in Trendelenburg

CT0005EPTS



Permette di bloccare testa e spalle nelle procedure chirurgiche dove è richiesto un trendellenburg spinto.

Da utilizzare in combinazione con supporti ferma spalle.

Si posiziona sotto la testa del paziente tra spalle e i fema spalle.

Dimensioni: 500 x 270 x 200 mm

Peso: 1,3kg

### COMPATIBILE CON

SURGINOX - EASYMAX - HIMAX - CMAX XRAY - 5085 SRT - GMAX - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA - 4095 - 5095

