



## Tête fer à cheval de neurochirurgie

300800



Tête fer à cheval de neurochirurgie


- Ancienne référence: 300800
- Construction en aluminium
- Connectez-vous à 3002-00 ou 3033-51
- Gels de rechange: V300810 (gel droit) et V300811 (gel gauche)

---

### COMPATIBLE AVEC

SURGINOX - EASYMAX - HIMAX - CMAXT - CMAXS - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.