



## Jambières motorisées séparées

### LEG10M



Jambières motorisées séparées fournies avec câbles à connecter au boîtier de secours de la table.  
Télécommande optionnelle RCWKERNAC nécessaire afin d'utiliser les extensions avec la table d'opérations de chirurgie générale KERNA™.

Dimensions: 830mm x 275mm

Mouvement d'abduction (manuel) : 45°

Angulation montée/descente : 30°/ ?90

Poids (une seule jambière) : 8kg

Poids patient et accessoires max : 135kg (Cela représente une masse autorisée maximale de 50kg localisée sur les jambières)

Coussins:

L010BWK: Coussin 50 mm pour LEG10M Double densité de mousses et couture soudée.

L10CV3: Coussin 80 mm à multiples densités de mousses et à couture soudée pour LEG10M

---

### COMPATIBLE AVEC

CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.