



## Paire de jambières (Goepels) pour LEG20C/CE et LEG30C/CE

TAB620A



Pour utilisation avec LEG20C/CE et LEG30C/CE

comprend les coussins et sangles en Velcro

Vendues par paire

Sangle de remplacement (vendue à l'unité): TAB212

Coussin de remplacement (vendue à l'unité):  
V549314007

Dimensions : 420x300x260mm. Poids (chacune) : 4,4kg

Cette référence remplace les Ref TAB261A & TAB262A

---

### COMPATIBLE AVEC

CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.