



Kit radiografico per tavoli operatori serie 4000/5000

BF101



I piani radiografici rimovibili e radiotrasparenti si montano su tavoli chirurgici. Da utilizzare con cuscinetti per tavoli a strappo. Da utilizzare con tavoli prodotti DOPO il 30 novembre 2015.

Testa (2 kg) / Schiena (4,54 kg)

Bacino (3,45 kg) / Gamba (5 kg)

Dimensioni:

Sezione testa 510x240 mm

Sezione posteriore 540x240 mm

Sezione sedile 45x240 m

Sezione gamba 590x240 mm

COMPATIBILE CON

4085 - 5085 SRT - 5085 HARMONY - 4095 - 5095

